



COMPRIHEAL®

DAS INNOVATIVE KOMPRESSIONSSYSTEM

- Anti-Rutsch-Effekt
- Einfache Handhabung durch aufgedruckten Indikator auf der braunen Binde
- Kein zusätzliches Fixiermaterial
- Optimale Druckverteilung
- Latexfrei
- Von Hand abreißbar
- Erstattungsfähig

CompriHeal® dient als perfekte Unterstützung zur Wundbehandlung und bietet auch dem aktiven Patienten eine hohe Lebensqualität.

- 2-Komponenten-Kompressionssystem
- 10 cm × 6,5 m | 10 cm × 8,2 m gedehnt
- Für einen Knöchelumfang von 18-32 cm geeignet.
- 6er Set (12 Binden) – PZN 19515876

Haben Sie noch Fragen zu CompriHeal®, möchten Sie gerne mehr Informationen oder eine Produktschulung?

Rufen Sie uns an – wir sind gerne für Sie da.



COMPRIHEAL®

2-Komponenten-Kompressionssystem



NEU mit Indikator



COMPRIHEAL®

2-KOMPONENTEN-KOMPRESSIONSSYSTEM



1

GEPOLSTERTE KURZZUGBINDE

- Die erste Lage von CompriHeal® ist die einseitig beschichtete, elastische weiße Kurzzugbinde.
- Neben dem Aufbau eines idealen Arbeitsdrucks ist ihre Aufgabe die gleichmäßige Kompressionsverteilung. Durch Überlappung der Lagen werden Einschnürungen vermieden.
- Zusätzlich dient die Binde als Polsterung, so wird keine zusätzliche Watte benötigt.
- Sie verfügt über eine Dehnungsbegrenzung, so dass die Rückstellkraft vermindert wird, was die Anwendung auch für ungeübtere Anwender sicher macht.
- Die Binde lässt sich problemlos durch Abreißen kürzen, ohne dass eine Schere benötigt wird.



2

DAUERELASTISCHE LANGZUGBINDE

- Die zweite Lage von CompriHeal® ist die dauerelastische braune Langzugbinde mit einem aufgedruckten Indikator in Form eines gestauchten Dreiecks. Diese sorgt für den Aufbau eines konstanten Ruhedrucks.
- Die kohäsive, latexfreie Beschichtung verhindert ein Verrutschen. Die Binde haftet nur auf sich oder auf der Polsterbinde und nicht an Haut, Haaren und Kleidung.
- Die Kohäsion sorgt zudem dafür, dass keine Clips oder Tapes zur Fixierung der Enden benötigt werden.
- Auch diese Binde lässt sich von Hand reißen und bietet damit eine einfache Anwendung.

INDIKATIONEN

- Chronische Venenkrankheiten z.B. Ulcus cruris venosum
- Thromboembol. Venenkrankheiten z.B. Tiefe Arm- und Beinvenenthrombose
- Ödeme z.B. Lymphödeme
- Weitere Indikationen z.B. Adipositas mit funkt. venöser Insuffizienz

BESONDERHEITEN

- Kombination aus gepolsterter Kurzzug- und dauerelastischer Langzugbinde für optimalen Druckaufbau
- Idealer Kompressionsdruck bei einem ABPI* von 0,8-1,3
- Hält Druck und Elastizität bis zu 7 Tage
- Tragekomfort durch hohe Atmungsaktivität
- Trägt nur wenig auf
- Durch die Beschichtung bedingte Lagenhaftung entsteht ein Anti-Rutsch-Effekt

OPTIONALE APP BAMBOO INDI-CHECK



Mit Hilfe der App Bamboo Indi-Check können Sie abgleichen, ob der Indikator der braunen Langzugbinde von CompriHeal® an der gewickelten Extremität in das Beispieldreieck der App passt und gemäß der Packungsbeilage ein Dreieck bildet, dessen Seiten alle gleich lang sind.

* ABPI – ankle brachial pressure index, Knöchel-Arm-Index