



# JUSTSOX®



## DER BESONDERE FUSSVERBAND

- Anpassungsfähiger, gebrauchsfertiger Fußverband für verschiedenste Fußformen und -deformitäten
- Schnelle, einfache und intuitive Handhabung auch für nicht-medizinisches Personal
- Atmungsaktives und hautfreundliches Material



### JustSox® Größen

<b>M</b>	<b>Schuhgröße 37 - 42</b>	
10 Stück	REF 22101M	PZN 19180795
30 Stück	REF 22103M	PZN 19180803
<b>L</b>	<b>Schuhgröße 41 - 46</b>	
10 Stück	REF 22101L	PZN 19180826
30 Stück	REF 22103L	PZN 19180832
<b>XL</b>	<b>Schuhgröße 45 - 49</b>	
10 Stück	REF 22101X	PZN 19180849

# JUSTSOX®

## Elastischer gebrauchsfertiger Fußverband passend für den rechten oder linken Fuß



Haben Sie noch Fragen zu JustSox®, möchten Sie gerne mehr Informationen oder eine Produktschulung?

Rufen Sie uns an – wir sind gerne für Sie da.



# S

## JUSTSOX®


### ELASTISCHER GEBRAUCHSFERTIGER FUSSVERBAND



### VORTEILE

- Gebrauchsfertiger Sekundär- oder Tertiärverband
- Biokompatible Verbandsschicht zum Schutz oder Fixierung der primären Wundauflage
- Dehnbarer Fußverband ermöglicht die Anpassung an verschiedenste Fußformen und -deformitäten
- Schnelle, einfache und intuitive Handhabung auch für nicht-medizinisches Personal

### ANLEGE METHODE (EMPFEHLUNG)



Für weitere Informationen lesen Sie vor jedem Gebrauch die Packungsbeilage.

### HINWEISE

- Bitte die Größentabelle beachten, da eine falsche Größenauswahl zu nachteiligen Effekten führen kann
- Nicht direkt auf unbedeckten Verletzungen und/oder Wunden anwendbar, JustSox® dient als Sekundär- oder Tertiärverband
- Kann sowohl am rechten als auch am linken Fuß verwendet werden

### BESONDERHEITEN



- 1 DEHNBARER BUND**
  - geringe Kompression
  - individuell anpassbare Klettverschlüsse
  - einfache Handhabung
- 2 HAUTFREUNDLICHES MATERIAL**
  - 2-lagiger reibungsarmer und atmungsaktiver Vliesstoff mit unterschiedlichen Elasthanfäden zur Anpassung an verschiedenste Fußformen und -deformitäten
  - bewahrt das Hautklima und ist hygienisch
- 3 GROSSE ÖFFNUNG**
  - schnelles und beschwerdefreies An- und Ablegen
  - kombinierbar mit Bandagen und Verbänden
- 4 HAUCHDÜNNE NÄHTE**
  - kaum spürbar – auch für empfindliche Füße geeignet